

RP CONEXÕES RESTAURADORAS LTDA

CNPJ: 08.539.206/0001-04

Endereço: Rua Danilo Valbuza, 333 – Laranjeiras – Caieiras – SP – CEP: 07747-300
Indústria Brasileira

Responsável Técnico: Jailson Jose da Silva – CREA: 5062551972

Telefone SAC: 11 4441-3854 / **E-mail:** engenharia@rpcomponentes.com.br

FINALIDADE E INDICAÇÃO DE USO

O KIT RP BLOCK está indicado nos procedimentos de bloqueio de nervos periféricos e articulações. A cânula possui cobertura de titânio nano-coating para perfeita visualização por ultrassom. Para estimulação e localização do nervo um equipamento estimulador de nervos deverá ser utilizado. O KIT RP BLOCK poderá ser utilizado com qualquer equipamento de estimulação, registrado na ANVISA com as seguintes características:

- Corrente de estimulação: 0,50mA – 0,80mA (+/- 5%)
- Frequência de estimulação: 1Hz – 2 Hz (+/- 1%)
- Duração do estímulo: 0,05ms – 1,0ms (+/- 10%)
- Impedância: 0 K Ω – 12 K Ω .

Obs: O equipamento de estimulação de nervos supracitado não faz parte da composição do KIT RP BLOCK registrado na ANVISA.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO / MECANISMO DE AÇÃO

O KIT RP BLOCK é um dispositivo médico específico para a localização de nervos periféricos e entrega de fármacos em pontos alvos, nos procedimentos de dor crônica e aguda.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cânulas: Fabricada em aço inox grau cirúrgico, conforme ASTM A420, hipotubo com graduação a cada 1 cm para auxiliar o cirurgião no posicionamento da cânula, isolada termicamente com material isolante de grau cirúrgico.

- Diâmetro: 21 gauge
- Comprimentos: 50mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 150mm.

Seringa dose control: Fabricada em polietileno de grau médico.

Manifold: É um difusor fabricado em polietileno de grau médico.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado pelo processo de óxido de etileno.

Validade de 2 anos a partir da data de esterilização.

CONDIÇÕES PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar em temperatura entre 0°C e 50°C; Umidade relativa deve estar abaixo dos 80%; Não colocar objetos pesados sobre a embalagem; Evitar bater a embalagem ou amassar; Manter o produto em local seco e ao abrigo do sol.

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO

Manter o produto em embalagem original até o momento do uso. O produto deve ser utilizado apenas por profissional médico devidamente qualificado. Descartar o produto em lixo hospitalar imediatamente após o uso, respeitando legislação vigente para descarte de resíduos sólidos.

ADVERTÊNCIAS / PRECAUÇÕES

- O usuário, antes de utilizar o produto deve ler atentamente as instruções de uso que auxiliarão no uso correto e seguro, além de proteger contra possíveis riscos.
- Não utilize o produto fora da data de validade da esterilização, sempre verifique se a indicação de esterilização está correta.
- O produto só deve ser utilizado por profissionais médicos qualificados, que possuam o conhecimento e a experiência necessária para a devida utilização do produto, conhecimento de manuseio de produtos estéreis e, principalmente, da importância de se manter um ambiente totalmente estéril nas salas de cirurgia, onde o cuidado e a precaução com cada detalhe são fundamentais para que não haja riscos de contaminações.
- O produto deve ser transportado e acondicionado sempre protegido contra todo tipo de umidade, sujeira e contato com substâncias inflamáveis, corrosivas, tóxicas e explosivas.
- Verifique a integridade da embalagem antes de utilizar o produto, em caso de violação, NÃO UTILIZE, pois a garantia da sua esterilidade estará comprometida.